

Installationsvejledning til Data Studio

Vejledning til "DataStudio" installation

Det anbefales med det samme at hente og installere den seneste version af DataStudio - uanset om

du har licens, eller om du vil benytte "Lite"-udgaven. Besøg www.pasco.com og gå ind under Download. Der er kun én version, uanset sprog og licenstype.

Windows Vista brugere skal højreklikke på ikonet og vælge "Kør som administrator"

(NB: Installer kun CD-udgaven, hvis du ikke har internetforbindelse!)

Når du har installeret programmet og tilslutter USB-link, Xplorer/X-plorer GLX installeres driveren automatisk og programmet åbnes efterfølgende. Programmet beder første gang om licenskoden.

REGISTRERING

Hvis du har købt programmet

Har du købt programmet finder du licenskoden med et serienummer og en licensnøgle på det medfølgende Certificate of Authority. **Find det mellem de øvrige papirer og gem det!**



Hvis du ønsker at anvende den gratis Lite version

Ønsker du at anvende Datastudio Lite (gratis, men begrænset programversion, samt 90 dages adgang til den fulde programversion) trykkes på knappen "Indtast Datastudio Lite key" (misvisende oversættelse!), hvorefter programmet er klar til brug.

LICENSBETINGELSER:

DataStudio enkeltbruger:

Denne licens dækker brug af programmet på én computer ad gangen på skolens adresse.

Programmet må principielt gerne installeres på flere computere.

DataStudio skolelicens:

Denne licens dækker alle computere på skolens adresse, lærernes hjemmecomputere, og elevernes

hjemmecomputere, så længe de er elever på skolen. Skolelicens dækker kun én adresse. Skoler med flere afdelinger på forskellige adresser skal have en licens pr. adresse, programmet benyttes.

DataStudio Lite:

Denne kan frit installeres på enhver computer. Denne vil fungere som en fuld version i 90 dage, hvorefter installationen automatisk ændres til Lite. Dette indebærer bl.a. følgende:

- Data kan kun vises som graf, tabel og cifervindue.
- Arbejdsbog kan ikke aktiveres.
- Data kan ikke efterbehandles i lommeregnerfaciliteten.

CD-rom med arbejdsbøger

Med programmet følger også en CD-rom med arbejdsbøger. Arbejdsbøger er elektroniske forsøgsbeskrivelser, de kan kun benyttes i den fulde version af DataStudio, det vil sige de første 90 dage, eller hvis du har købt programmet.

Arbejdsbøgerne er lavet i samarbejde med lærerbogsforfatter Anette Sønderup og tager udgangspunkt i dansk undervisning.

Opdatering af DataStudio og firmware

Hvornår skal DataStudio opdateres?

DataStudio søger ikke automatisk efter opdateringer på nettet. En opdatering indeholder nye sensorer og små justeringer, så hvis du oplever, at der er problemer med programmet, er det en god idé at hente den nye software.

Hvordan opdaterer jeg programmet?

Den seneste version af DataStudio hentes på www.pasco.com under Download. Der er kun én version, uanset sprog og licenstype. Der skelnes ikke mellem ny installation eller opdateringen, men når du installerer programmet, afinstalleres den gamle version automatisk.

Hvad er firmware og hvordan opdateres denne?

Firmware er det program, der ligger i USB-link, Xplorer og Xplorer GLX. Den første gang du tilslutter dit USB-link eller din Xplorer/Xplorer GLX til din computer, efter du har opdateret DataStudio, bliver du spurgt om du ønsker at opdatere din firmware. Hvis man svarer ja overføres firmwaren automatisk, men dette kan tage et par minutter. Vær opmærksom på, at hvis det er Xplorer/Xplorer GLX og du har gemt nogle data, vil disse blive slettet. Det er en god idé tilslutte GLX'en med netadapteren, mens opdateringen er i gang.

