


# Brugsvejledning for 1938.10 kørebane

22.12.10

Ac 1938.10



## Beskrivelse af udstyret:

Denne køreplade består af en aluminiumprofil (1), og en holder (2) for dynamometre, der kan på- og afmonteres efter ønske. Kørepladen er i den ene ende forsynet med to hak (3), så den kan hvile på en stativstang, som vist på ovenstående tegning. Stativmateriel, vogn og dynamometer er ikke inkluderet.

## Montering af holder for kraftmåler:

Dersom holderen for dynamometre ønskes monteret, gøres dette ved hjælp af de medfølgende finger-skruer.

## GARANTI

På dette produkt ydes en garanti på produktions- og materialefejl på 1 år regnet fra afsendelsestidspunktet fra A/S S. Frederiksen (SF) til kunde.

SF vil inden for denne periode reparere eller erstatte de dele, der på grund af produktions- eller materialefejl måtte være defekte.

Garantien dækker kun ved korrekt brug af udstyret, og således ikke hvis udstyret udsættes for u hensigtsmæssig brug eller i sammenhænge, der ikke er beskrevet i denne manual. En vurdering af om udstyret er anvendt korrekt, kan kun foretages af SF.

*Returnering af defekt udstyr som garantireparation sker for kundens regning og risiko, og kan kun foretages efter aftale med SF.*

*Forsendelsen skal foregå i forsvarlig indpakning for at undgå skader på udstyret. Med mindre andet er aftalt med SF, skal fragtbeløbet forudbetales. Enhver skade på udstyret, der skyldes forsendelsen dækkes ikke af garantien. SF betaler for returnering af udstyret efter garantireparationer.*

## Returnering af udstyr

*Hvis udstyr skal returneres til SF, kan det kun ske efter aftale med SF enten pr. telefon eller brev.*

*Når udstyret returneres skal det pakkes omhyggeligt. Transport-selskabet erstatter ikke udstyr, der transportskades på grund af dårlig indpakning.*

*Følgende regler bør overholdes ved forsendelse:*


- 1) Det anvendte karton skal være tilstrækkelig kraftigt til forsendelsen.*
- 2) Der bør være mindst 5 cm pakkemateriale mellem enhver del af udstyret og kartonens inderside.*
- 3) Vær opmærksom på, at der anvendes pakkemateriale, der ikke flytter sig i kartonen eller bliver komprimeret, så udstyret kommer i kontakt med kartonens inderside.*

© Frederiksen A/S. Denne brugsvejledning må kopieres til intern brug på den adresse hvortil det tilhørende apparat er købt. Ekstra eksemplarer kan også downloade fra vores hjemmeside.

## User manual for 1938.10 runway

22.12.10

Ac 1938.10



### Description of the equipment:

This runway is made from an aluminium profile (1), with a holder (2) for dynamometers. This holder can be mounted or dismounted at will. In one end the runway has two slots (3), so it may rest on a Retort Stand Rod, as shown on the figure above.

Retort Stand Rod, cart and dynamometers is not included.

### Assembly:

If the holder for dynamometers is to be mounted, this is easily done by means of the two finger-screws included with the runway.