

Blænde

20.02.01

AC 1955.85

Blænde

Montering af blænde til brug med luftpudebane med "C-profil" til montering af fotoceller:

Blænden monteres omhyggeligt på den ene side af glideren, mens den vedlagte kontravægt monteres på den modsatte side for at stabilisere glideren.

Denne blænde anvendes, hvor den anvendte tæller er SF type 2002.50 eller IMPO type MC24/AC7.

Illustration: Se bagsiden.

Reklamationsret

Der er to års reklamationsret, regnet fra fakturadato. Reklamationsretten dækker materiale- og produktionsfejl.

Reklamationsretten dækker ikke udstyr, der er blevet mishandlet, dårligt vedligeholdt eller fejlmonteret, ligesom udstyr, der ikke er repareret på vort værksted, ikke dækkes af garantien.

Returnering af defekt udstyr som garantireparation sker for kundens regning og risiko og kan kun foretages efter aftale med Frederiksen. Med mindre andet er aftalt med Frederiksen, skal fragtbøbet forudbetales. Udstyret skal emballeres forsvarligt. Enhver skade på udstyret, der skyldes forsendelsen, dækkes ikke af garantien. Frederiksen betaler for returnering af udstyret efter garantireparationer.

© A/S Søren Frederiksen, Ølgod

Denne brugsvejledning må kopieres til intern brug på den adresse hvortil det tilhørende apparat er købt. Vejledningen kan også hentes på vores hjemmeside

Screen

20.02.01


AC 1955.85

Screen

Mount of screen for use with airtrack with "C-profile"- attachment mount of photogates.

The screen is carefully mounted on one side of the glider, while the included disk is placed on the opposite side of the glide to insure the glider is balanced.

This screen is used in connection with counter type 2002.50 or IMPO type MC24/AC7.



Blænde

20.02.01

AC 1955.85

Blænde

Montering af blænde til brug med luftpudebane med "C-profil" til montering af fotoceller:

Blænden monteres omhyggeligt på den ene side af glideren, mens den vedlagte kontravægt monteres på den modsatte side for at stabilisere glideren.

Denne blænde anvendes, hvor den anvendte tæller er SF type 2002.50 eller IMPO type MC24/AC7.

Illustration: Se bagsiden.

Reklamationsret

Der er to års reklamationsret, regnet fra fakturadato. Reklamationsretten dækker materiale- og produktionsfejl.

Reklamationsretten dækker ikke udstyr, der er blevet mishandlet, dårligt vedligeholdt eller fejlmonteret, ligesom udstyr, der ikke er repareret på vort værksted, ikke dækkes af garantien.

Returnering af defekt udstyr som garantireparation sker for kundens regning og risiko og kan kun foretages efter aftale med Frederiksen. Med mindre andet er aftalt med Frederiksen, skal fragtbøbet forudbetales. Udstyret skal emballeres forsvarligt. Enhver skade på udstyret, der skyldes forsendelsen, dækkes ikke af garantien. Frederiksen betaler for returnering af udstyret efter garantireparationer.

© A/S Søren Frederiksen, Ølgod

Denne brugsvejledning må kopieres til intern brug på den adresse hvortil det tilhørende apparat er købt. Vejledningen kan også hentes på vores hjemmeside

Screen

20.02.01

AC 1955.85

Screen

Mount of screen for use with airtrack with "C-profile"- attachment mount of photogates.

The screen is carefully mounted on one side of the glider, while the included disk is placed on the opposite side of the glide to insure the glider is balanced.

This screen is used in connection with counter type 2002.50 or IMPO type MC24/AC7.

