


Insektsuger nr. 7675.40

Insektsugeren er beregnet til indsamling af små insekter, som ville blive beskadiget hvis de blev indsamlet på anden måde end ved opsugning. Indsamling af insekter kan ske fuldstændig risikofrit, da alle dele er fremstillet af plast. Beholderen består af en cylinderformet 60 ml beholder fremstillet i klart plast i en kraftig kvalitet. Plastbeholderen er forsynet med et lufttæt låg, hvori der er monteret 2 slanger af klart plast. Et lille filter er indsat i den ene slange (A), således at man undgår at sluge småkravlet.

Fremgangsmåde:

Tag den korte slange (A) i munden og sug.



Insektsuger nr. 7675.40

Insektsugeren er beregnet til indsamling af små insekter, som ville blive beskadiget hvis de blev indsamlet på anden måde end ved opsugning. Indsamling af insekter kan ske fuldstændig risikofrit, da alle dele er fremstillet af plast. Beholderen består af en cylinderformet 60 ml beholder fremstillet i klart plast i en kraftig kvalitet. Plastbeholderen er forsynet med et lufttæt låg, hvori der er monteret 2 slanger af klart plast. Et lille filter er indsat i den ene slange (A), således at man undgår at sluge småkravlet.

Fremgangsmåde:

Tag den korte slange (A) i munden og sug.

